



Medical

Flächendesinfektionsmittel

Übersicht der geeigneten Flächendesinfektionsmittel zur Wischdesinfektion¹ der Sterilfilter i3 ONE und i3 TWO und dem Produkt zugehörigen Adaptern

Wirkstoffgruppe	Hersteller	Produkt ²
Alkohole	Bode Chemie Schülke & Mayr Schülke & Mayr Dr. Schumacher Schülke & Mayr	Bacillol AF Microzid Universal Wipes Microzid Sensitive Wipes premium Optisal N Antifect N liquid
Aminderivat	Ecolab Ecolab	Incidin Plus Incidin Pro
Formaldehyd und/oder sonstige Aldehyde bzw. Derivate	orochemie Dr. Schnell Chemie Desomed Bode Chemie B. Braun Ecolab Dr. Nüsken Chemie Merz Hygiene GmbH Dr. Schumacher Schülke & Mayr	B5 Desifor Protect Desomed Perfekt Kohrsolin extra, Kohrsolin FF Melsept Incidin perfekt Nüscosept Pursept-FD Ultrasol F Terralin protect
Perverbindungen	Tana PROFESSIONAL Bode Chemie Ecolab Deutschland Schülke & Mayr Descogen liquid Dr. Schumacher	Apesin AP100b Dismozon plus und pur Incidin active Incidin OxyFoam & OxyWipe Perform Antiseptika ULTRASOL ACTIVE

¹Bundesgesundheitsbl 2013 · 5 6:170 6 –1728 DOI 10.1007/s00103-013-1863-6
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013; „Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und Verfahren“, Stand: 31. August 2013

²Oder vergleichbare, derzeit am Markt befindliche, zugelassene Flächendesinfektionsmittel

