



Medical

Flächendesinfektionsmittelliste

Übersicht der geeigneten Desinfektionsmittel zur Wischdesinfektion¹ der Sterilfilter i3 ONE und i3 TWO und dem Produkt zugehörigen Adaptern

Die vom Robert Koch Institut (RKI) geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel¹ können für die Wischdesinfektion der i3 Sterilfilter i3 ONE, i3 TWO connect, i3 TWO direct, sowie dem Produkt zugehörigen Zubehör verwendet werden. Hierzu zählen u.a. die folgenden Desinfektionsmittel:

Wirkstoffgruppe	Hersteller	Produkt ²
Alkohole	Bode Chemie Schülke & Mayr Schülke & Mayr	Bacillol AF Microzid Universal Wipes Microzid Sensitive Wipes premium
	Dr. Schumacher Schülke & Mayr	Optisal N Antifect N liquid
Aminderivat	Ecolab Ecolab	Incidin Plus Incidin Pro
Formaldehyd und/oder sonstige Aldehyde bzw. Derivate	orochemie Dr. Schnell Chemie Desomed Bode Chemie B. Braun Ecolab Dr. Nüsken Chemie Merz Hygiene GmbH Dr. Schumacher Schülke & Mayr	B5 Desifor Protect Desomed Perfekt Kohrsolin extra, Kohrsolin FF Melsept Incidin perfekt Nüscosept Pursept-FD Ultrasol F
Perverbindungen	Tana PROFESSIONAL Bode Chemie Ecolab Deutschland	Apesin AP100b Dismozon plus und pur Incidin active Incidin OxyFoam & OxyWipe
	Schülke & Mayr Descogen liquid Dr. Schumacher	Perform Antiseptika ULTRASOL ACTIVE
Quartäre Ammoniumverbindungen	Schülke & Mayr	antifect® AF (N)

¹Bundesgesundheitsbl 2017 · 60:1274–1297 - <https://doi.org/10.1007/s00103-017-2634-6> © Springer-Verlag GmbH Deutschland 2017

²Oder vergleichbare, derzeit am Markt befindliche, zugelassene Flächendesinfektionsmittel