




Medical

i3 trackApp

Filterwechsel



ZWECKBESTIMMUNG & EINSATZBEREICHE

Die i3 trackApp ist die Softwarelösung für den sicheren, effizienten und einfachen Filterwechsel. Die Planung, Umsetzung und Dokumentation des Filterwechsels wird schnell, sicher, strukturiert und zudem papierlos organisiert und durchgeführt. Wegelisten, Anzahl benötigter Filter, Termine werden vollständig erfasst und übersichtlich sowie zuverlässig dargestellt. Bereits erfolgte Wechsel werden verlässlich archiviert. Die anwenderfreundliche Handhabung mittels eines Smartphones oder Tablets ermöglicht die lückenlose Dokumentation sämtlicher Wasserstellen.

EIGENSCHAFTEN

Stärkung der Kapazitäten durch
Schonung von Personalressourcen

Kontroll-Scan-Funktion, Teammodus und
Erinnerungsfunktion

Cloudbasierte, einfache
Lösung

Individuelle Servicepakete
optional zubuchbar

Übersichtliche Planung und
Vorbereitung am PC

Durchführung via Smartphone oder
Tablet- auch ohne Internetverbindung

Sicherer, vereinfachter und papierloser
Dokumentationsprozess

Daten sind geschützt, sicher und
digital abgelegt

Automatisch generierte Wegelisten
und Berichte





Medical

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN & VORAUSSETZUNGEN



ANWENDUNGSBEREICH

Filterwechsel-Software



ANBIETER

i3 Membrane GmbH



DATENIMPORT & -EXPORT

Microsoft Excel-kompatibel



APP-DATENSCHUTZ

In Deutschland entwickelt und gehostet



TEAMMODUS

Ermöglicht den Filterwechsel in einem Team



APP-FORMAT & KOMPATIBILITÄT

Web-App: funktionsfähig auf allen Betriebssystemen und Geräten (Desktop, Smartphone, Tablet) via gängigem Browser (Ausnahme: Internet Explorer)



INBETRIEBNAHME

Nach Bereitstellung der Logindaten durch i3 Membrane (Kontroll-Scan-Funktion erfordert keinen Login)



KALENDERFUNKTION

Terminierung und Erinnerung via E-Mail



SCAN-FUNKTION

Erfordert Zugriff auf funktionsfähige Kamera

SPRACHEN



SPRACHVERSIONEN

Deutsch
Englisch

ANWENDUNGSBEREICHE

PRODUKTKOMPATIBILITÄT



i3 ONE




i3 TWO



i3 FOUR



i3 FIVE



Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems gemäß DIN EN ISO 13485:2016



i3 Membrane GmbH
Christoph-Seydel-Str. 1
DE-01454 Radeberg
Germany

www.i3membrane.de
info@i3membrane.de
Tel: +49 (0)40-2576748-0
Fax: +49 (0)40-2576748-48

Your Companion
Life Science Filtration

