



Medical

Flächendesinfektionsmittelliste

Übersicht der geeigneten Desinfektionsmittel zur Wischdesinfektion¹ des Sterilfilters i3 WundPen

Die vom Robert Koch Institut (RKI) geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel¹ können für die Wischdesinfektion des i3 Sterilfilter i3 WundPen verwendet werden. Hierzu zählen u.a. die folgenden Desinfektionsmittel:

Wirkstoffgruppe	Hersteller	Produkt ²
Alkohole	Bode Chemie Dr. Schumacher Reckitt Benckiser Deutschland GmbH	Bacillol AF CLEANISEPT WIPES SAGROTAN
Biguanide	BBraun	HEXAQUART XL
Quartäre Ammonium- verbindungen	Bode Chemie Bode Chemie	Mikrobac Tissues Mikrobac forte

¹Bundesgesundheitsbl 2017 · 60:1274–1297 - <https://doi.org/10.1007/s00103-017-2634-6> © Springer-Verlag GmbH Deutschland 2017

²Oder vergleichbare, derzeit am Markt befindliche, zugelassene Flächendesinfektionsmittel

