



Medical

Flächendesinfektionsmittel

Übersicht der geeigneten Flächendesinfektionsmittel zur Wischdesinfektion¹ des Sterilfilters i3 WundPen

Wirkstoffgruppe	Hersteller	Produkt
Alkohole	Bode Chemie Dr. Schumacher Reckitt Benckiser Deutschland GmbH	Bacillol AF CLEANISEPT WIPES SAGROTAN
Quartäre Ammoniumverbindungen	Bode Chemie Bode Chemie	Mikrobac Tissues Mikrobac forte
Biguanide	BBraun	HEXAQUART XL

¹Bundesgesundheitsbl 2013 · 56:170 6–1728 DOI 10.1007/s00103-013-1863-6
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013; „Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und Verfahren“, Stand: 31. August 2013

