



Medical

Zubehör für i3 Sterilfilter



Technische Daten & Bestellinformationen

Schnellverschlusskupplungen							
Bezeichnung	Art.Nr.	Einsatz-Bereich	Filter-typ	Anzahl pro Filter	Abbildung	Material (Grundkörper)	Lieferumfang
M22 IG Schnellverschlusskupplung mit WasserStopp	2060000	Wasserhahn mit M22 Außen-gewinde	i3 ONE	1		Messing verchromt	1x Schnellverschlusskupplung mit WasserStopp 1x Dichtung M22
M22 IG Schnellverschlusskupplung ohne WasserStopp	2060020	Wasserhahn mit M22 Außen-gewinde	i3 ONE	1		Messing verchromt	1x Schnellverschlusskupplung ohne WasserStopp 1x Dichtung M22
M24 AG Schnellverschlusskupplung mit WasserStopp	2060001	Wasserhahn mit M24 Innen-gewinde	i3 ONE	1		Messing verchromt	1x Schnellverschlusskupplung mit WasserStopp 1x Dichtung M24
M24 AG Schnellverschlusskupplung ohne WasserStopp	2060021	Wasserhahn mit M24 Innen-gewinde	i3 ONE	1		Messing verchromt	1x Schnellverschlusskupplung ohne WasserStopp 1x Dichtung M24
G1/2" AG Schnellverschlusskupplung mit WasserStopp	2060002	Dusche mit G1/2" Innen-gewinde	i3 TWO connect	1		Kunststoff	1x Schnellverschlusskupplung mit WasserStopp 1x Dichtung G1/2"
G1/2" AG Schnellverschlusskupplung ohne WasserStopp	2060022	Dusche mit G1/2" Innen-gewinde	i3 TWO connect	1		Kunststoff	1x Schnellverschlusskupplung ohne WasserStopp 1x Dichtung G1/2"
G3/8" AG Inline-Schnellverschlusskupplung mit WasserStopp	2060005	Inline	i3 FOUR	2		Messing verchromt	1x Inline-Schnellverschlusskupplung mit WasserStopp 1x Dichtung G3/8"
G1/2" AG Inline-Schnellverschlusskupplung mit WasserStopp	2060050	Inline	i3 FIVE	2		Kunststoff	1x Inline-Schnellverschlusskupplung mit WasserStopp 1x Dichtung G1/2"
G1/2" IG Inline-Schnellverschlusskupplung mit WasserStopp	2060054	Inline	i3 FIVE	2		Kunststoff	1x Inline-Schnellverschlusskupplung mit WasserStopp 1x Dichtung G1/2"



Medical

Weiteres Zubehör			
Bezeichnung	Art.Nr.	Filtertyp	Lieferumfang
G3/8" IG Schnellverschlusskupplung	S206002	i3 ONE/FOUR	1x G3/8" IG Schnellverschlusskupplung
G3/4" IG Schnellverschlusskupplung	S206003	i3 FIVE	1x G3/4" IG Schnellverschlusskupplung
G3/4" IG Schnellverschlusskupplung	S206004	i3 ONE/FOUR	1x G3/4" IG Schnellverschlusskupplung
G3/4" AG Schnellverschlusskupplung	S206005	i3 FIVE	1x G3/4" AG Schnellverschlusskupplung
G3/4" AG Schnellverschlusskupplung	S206006	i3 ONE/FOUR	1x G3/4" AG Schnellverschlusskupplung
M28x1 AG Schnellverschlusskupplung	S206007	i3 ONE	1x M28x1 AG Schnellverschlusskupplung
M19x1 IG Schnellverschlusskupplung	S206008	i3 ONE	1x M19x1 IG Schnellverschlusskupplung
G1/2" AG Schnellverschlusskupplung	S206009	i3 ONE/FOUR	1x G1/2" AG Schnellverschlusskupplung
G1/2" IG Schnellverschlusskupplung	S206010	i3 ONE/FOUR	1x G1/2" IG Schnellverschlusskupplung
M21,5x1 AG Schnellverschlusskupplung	S206011	i3 ONE	1x M21,5x1 AG Schnellverschlusskupplung
M18,5x1 AG Schnellverschlusskupplung	S206012	i3 ONE	1x M18,5x1 AG Schnellverschlusskupplung
M18x1 AG Schnellverschlusskupplung	S206013	i3 ONE	1x M18x1 AG Schnellverschlusskupplung
Wandhalterung	2060052	i3 FIVE	1x Wandhalterung (inkl. Montage-Set)
Wasserdruckmessgerät	2060030	/	1 x Wasserdruckmessgerät
Flexschlauch DN8; G1/2" IG auf G3/4" AG; 1,5 m	2060081	i3 FIVE	1x Flexschlauch DN8 (Trinkwasserzulassung) 1x Dichtung G3/4" 1x Dichtung G1/2"
Flexschlauch DN8; G1/2" IG auf G3/4" IG; 1,5 m	2060080	i3 FIVE	1x Flexschlauch DN8 (Trinkwasserzulassung) 1x Dichtung G3/4" 1x Dichtung G1/2"
Schlauchplatzsicherung	2060013	i3 FIVE	1x Schlauchplatzsicherung
Desinfektionstücher	2060003	/	1x Desinfektionstücher

Hinweis

Schnellverschlusskupplungen mit integriertem AquaStopp vermeiden das Austreten von kontaminiertem Wasser aus der Dusche oder dem Hahn, wenn kein Sterilfilter konnektiert ist.



i3 Membrane GmbH
Christoph-Seydel-Str. 1
DE-01454 Radeberg
Germany

www.i3membrane.de
info@i3membrane.de
Tel: +49 (0)40-2576748-0
Fax: +49 (0)40-2576748-48

Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems gemäß
DIN EN ISO 13485:2016

