




medical care

## i3 FOUR Sterilfilter



### Anwendung

- Sterilfilter zur Anwendung an Reinigungspistolen zum Spülen von Medizinprodukten (z.B. Endoskope)
- Einwegprodukt, bis zu 50 Tage Anwendungsdauer
- Schnelle und sichere Installation

### Eigenschaften

- Das Produkt erfüllt die grundlegenden Eigenschaften eines Medizinproduktes
- Bakterienrückhalt (*Brevundimonas diminuta*) > 7 log pro cm<sup>2</sup>
- Definiert bakteriostatische Eigenschaften des Filtergehäuses\*
- i3-Membran für stabile Durchflussleistung

\* JIS Z 2801/ISO 22196

## Technische Daten

Durchmesser	41 mm
Höhe (ohne Anschlüsse)	53,7 mm
Durchflussraten	> 5l/min bei 1 bar > 15l/min bei 5 bar
Filtrationsleistung	bis zu 10.000 l
Max. Betriebstemperatur	60 °C (max. 30 min bei 70 °C)
Betriebsdruck	max. 5 bar
Lagerzeit	max. 1 Jahr
Membran	i3 Membrane
Gehäusematerial	Polypropylen
Verpackung	Doppelte PE-Folie, vakuumiert

## Bestellinformationen

Sterilfilter	2030004 (Art.-Nr.)
Verpackungseinheit	1 Stk.

