



medical care

i3 TWO Sterilfilter



Anwendung

- Sterilfilter zur Anwendung als Duschkopf
- Einwegprodukt, bis zu 50 Tage Anwendungsdauer
- Schutz für immungeschwächte und immunsupprimierte Patienten vor wassergebundenen, pathogenen Keimen
- Spülung von Wunden (chronische und postoperative Wunden, Wunden schwerbrandverletzter Personen)
- Schnelle und sichere Installation

Eigenschaften

- CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt Klasse I, sterilisiert
- Bakterienrückhalt (*Brevundimonas diminuta*) > 7 log pro cm²
- i3 PES-Membran, titanbeschichtet für stabile Durchflussleistung
- Definiert bakteriostatische Eigenschaften des Filtergehäuses¹

¹ JIS Z 2801/ISO 22196

Technische Daten

Länge (ohne Adapter)	207 mm
Gewicht	130 g
Durchflussraten <small>(für neu installierte Filter)</small>	> 5 l/min bei 1 bar > 15 l/min bei 5 bar
Max. Betriebstemperatur	60 °C (max. 30 min bei 70 °C)
Betriebsdruck	max. 5 bar
Lagerzeit	max. 1 Jahr
Membran	i3 PES 200
Gehäusematerial	Polypropylen
Bakteriostatische Eigenschaften des Gehäusematerials <small>(gem. ISO 22196)</small>	> 4 log <i>P. aeruginosa</i> in 24 Std.
Reinigung	Reinigung mit gängigen Flächendesinfektionsmitteln
Chlorbeständigkeit	1 Std. ≤ 100 ppm aktivem Chlor 50 Tage ≤ 1 ppm aktivem Chlor
Verpackung	Doppelte PE-Folie, vakuumiert

Bestellinformation

Sterilfilter (connect)	2030002 (Art.-Nr.)
Sterilfilter (direct)	2030003 (Art.-Nr.)
Verpackungseinheit	1 Stk. / 3 Stk.
Adapter	2060002 (Art.-Nr.)

