



medical care

Zubehör für i3 Sterilfilter



Anwendung

- Schnellverschlusskupplungen für eine sichere Konnektierung der i3 Sterilfilter
- Schnellverschlusskupplungen für einen schnellen Filterwechsel
- Einfache Installation
- Weiteres Zubehör für den optimalen Einsatz der i3 Sterilfilter

Hinweis










Schnellverschlusskupplungen mit integriertem AquaStopp vermeiden das Austreten von kontaminiertem Wasser aus der Dusche oder dem Hahn, wenn kein Sterilfilter konnektiert ist.

Technische Daten & Bestellinformationen

i3

membrane
bringing power to separation

Schnellverschlusskupplungen

Bezeichnung	Art.Nr.	Einsatz-Bereich	Filter-typ	Anzahl pro Filter	Abbildung	Material (Grundkörper)	Lieferumfang
M22 IG Schnellverschlusskupplung mit WasserStopp	2060000	Wasserhahn mit M22 Außen-gewinde	i3 ONE	1		Messing verchromt	1x Schnellverschlusskupplung mit WasserStopp 1x Dichtung M22
M22 IG Schnellverschlusskupplung ohne WasserStopp	2060020	Wasserhahn mit M22 Außen-gewinde	i3 ONE	1		Messing verchromt	1x Schnellverschlusskupplung ohne WasserStopp 1x Dichtung M22
M24 AG Schnellverschlusskupplung mit WasserStopp	2060001	Wasserhahn mit M24 Innen-gewinde	i3 ONE	1		Messing verchromt	1x Schnellverschlusskupplung mit WasserStopp 1x Dichtung M24
M24 AG Schnellverschlusskupplung ohne WasserStopp	2060021	Wasserhahn mit M24 Innen-gewinde	i3 ONE	1		Messing verchromt	1x Schnellverschlusskupplung ohne WasserStopp 1x Dichtung M24
G1/2" AG Schnellverschlusskupplung mit WasserStopp	2060002	Dusche mit G1/2" Innen-gewinde	i3 TWO connect	1		Kunststoff	1x Schnellverschlusskupplung mit WasserStopp 1x Dichtung G1/2"
G1/2" AG Schnellverschlusskupplung ohne WasserStopp	2060022	Dusche mit G1/2" Innen-gewinde	i3 TWO connect	1		Kunststoff	1x Schnellverschlusskupplung ohne WasserStopp 1x Dichtung G1/2"
G3/8" AG Inline-Schnellverschlusskupplung mit WasserStopp	2060005	Inline	i3 FOUR	2		Messing verchromt	1x Inline-Schnellverschlusskupplung mit WasserStopp 1x Dichtung G3/8"
G1/2" AG Inline-Schnellverschlusskupplung mit WasserStopp	2060050	Inline	i3 FIVE	2		Kunststoff	1x Inline-Schnellverschlusskupplung mit WasserStopp 1x Dichtung G1/2"
G1/2" IG Inline-Schnellverschlusskupplung mit WasserStopp	2060054	Inline	i3 FIVE	2		Kunststoff	1x Inline-Schnellverschlusskupplung mit WasserStopp 1x Dichtung G1/2"

Weiteres Zubehör

Bezeichnung	Art.Nr.	Filtertyp	Lieferumfang
G1/2" IG auf G3/4" IG Erweiterung	2060040	/	1x G1/2" IG auf G3/4" IG Erweiterung
G1/2" IG auf G3/4" AG Erweiterung	2060041	/	1x G1/2" IG auf G3/4" AG Erweiterung
G3/8" IG auf G1/2" AG Erweiterung	2060045	/	1x G3/8" IG auf G1/2" AG Erweiterung
G3/8" AG auf G3/8" AG Doppelgewindenippel	2060042	/	1x G3/8" AG auf G3/8" AG Doppelgewindenippel
G3/8" IG auf 8mm Push In	2060046	i3 FOUR	1x G3/8" IG auf 8mm Push In 1x G3/8" Dichtung
Wandhalterung	2060052	i3 FIVE	1x Wandhalterung (inkl. Montage-Set)
Wasserdruckmessgerät	2060030	/	1 x Wasserdruckmessgerät
Flexschlauch DN8; G1/2" IG auf G3/4" AG; 1,5 m	2060081	i3 FIVE	1x Flexschlauch DN8 (Trinkwasserzulassung) 1x Dichtung G3/4" 1x Dichtung G1/2"
Flexschlauch DN8; G1/2" IG auf G3/4" IG; 1,5 m	2060080	i3 FIVE	1x Flexschlauch DN8 (Trinkwasserzulassung) 1x Dichtung G3/4" 1x Dichtung G1/2"
Schlauchplatzsicherung	2060013	i3 FIVE	1x Schlauchplatzsicherung
Desinfektionstücher	2060003	/	1x Desinfektionstücher

i3 Membrane GmbH
Theodorstr. 41 P
DE-22761 Hamburg
Germany

www.i3membrane.de
info@i3membrane.de
Tel: +49 (0)40-2576748-0
Fax: +49 (0)40-2576748-8

